

Zamrażacz 300ml AG AGT-020

Marka:

AG TermoPasty

Producent:

AG TERMOPASTY GRZEGORZ GAŚOWSKI

Kod produktu:

AGT-020

Kod EAN:

5901764323037

Opis techniczny

W dzisiejszym świecie technologii, gdzie każdy detal ma znaczenie, pojawia się niezastąpiony sojusznik w walce z niewidzialnymi przeciwnikami – mikropęknięciami i zimnymi lutami. Zamrażacz – preparat chłodzący, który z pewnością zmienia zasady gry w diagnostyce technicznej. Dzięki niemu, precyzja i skuteczność w lokalizowaniu usterek osiągają nowy wymiar. Przyjrzyjmy się bliżej, co czyni ten produkt niezbędnym narzędziem w arsenale każdego specjalisty.

Przełom w wyszukiwaniu usterek

Zamrażacz to nie tylko zwykły preparat chłodzący. To innowacyjne narzędzie, które pozwala na błyskawiczne schłodzenie komponentów do temperatury -55°C , umożliwiając tym samym wykrycie nawet najdrobniejszych mikropęknięć i defektów w obwodach drukowanych. Jego zastosowanie jest szerokie i obejmuje nie tylko elektronikę, ale także mechanikę precyzyjną, foto optykę oraz branżę audio-video.

Zamrażacz – kluczowe zalety:

Chemiczna czystość: Zamrażacz jest produktem chemicznie czystym, co gwarantuje, że po użyciu nie pozostawia żadnych śladów.

Bezpieczeństwo: Nietoksyczność i neutralność wobec większości materiałów zapewniają bezpieczeństwo zarówno dla użytkownika, jak i urządzeń.

Wszechstronność: Oprócz lokalizowania uszkodzeń, produkt doskonale sprawdza się przy testowaniu termostatów, termistorów, wariatorów oraz elementów pracujących w zmiennych temperaturach.

Innowacja w aplikacji – Zawór 360 stopni

Jedną z najbardziej innowacyjnych cech Zamrażacza jest wprowadzenie Zaworu do Aeroszlu 360 stopni. Dzięki temu rozwiązaniu, aplikacja produktu jest niezwykle łatwa i umożliwia równomierne pokrycie obszaru pracy, co jest kluczowe dla dokładności diagnozy.

Gdzie można zastosować Zamrażacz?

Diagnostyka elektroniczna: Lokalizacja „zimnych lutów”, mikropęknięć, testowanie elementów elektronicznych.

Mechanika i precyzja: Wyciskanie sworzni i tulei, konserwacja precyzyjnych mechanizmów.

Codzienne wyzwania: Usuwanie gumy do żucia z tkanin czy dywanów, co z pewnością świadczy o uniwersalności produktu.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.25 Kg	0.255 Kg	5 cm x 24 cm x 5 cm
kart.	12 szt.	3.1 Kg	3.18 Kg	22 cm x 25 cm x 17 cm